

Ist Ihre Sicherheitswerkbank noch in Form?

Verlassen Sie nichts dem Zufall.
Mit unserem FITCheck haben Sie Sicherheit
schwarz auf weiss.

Die regelmässige Überprüfung von Sicherheitswerkbanken ist zwingend für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Eine valide Luftströmung und intakte Filter sind essenziell, um sowohl Personenschutz als auch Produktintegrität sicherzustellen, und Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Zudem lassen sich durch regelmässige Tests Energiekosten reduzieren und den Komfort steigern.

Leistungsumfang des FITChecks:

- Eingehende Inspektion durch zertifizierte Servicetechniker
- Funktionskontrolle und Justierung aller Sicherheits-, Kontroll- und Bedienungselemente sowie mechanischer und elektrischer Bauteile
- Luftgeschwindigkeitsmessung des laminaren Luftstroms, Downflow und Inflow
- Leckprüfung von Haupt- und Abluft-HEPA-Filtern gemäss EN 12469
- Reinheitsklassenprüfung ISO 5
- Wartungsprotokoll mit Ausdruck aller Messwerte – übersichtlich und dokumentiert.



995.-

exkl. Mengenrabatte

Ihre Vorteile:

- Regulatorisch Konformität
- Schutz vor unvorhersehbaren Ausfällen
- Energetische Effizienz und Kostensenkungen
- Erhalt der Schutzwirkung
- Erweiterter Nutzerkomfort
- Wird als Ergebnis des FITChecks eine neue Sicherheitswerkbank angeschafft, wird der Check-Preis auf den Kaufpreis angerechnet

FITCheck-Angebot: CHF 995.- pro Gerät

pauschal inkl. MWSt

Mengenrabatte für den gleichen Standort:

- 2 Geräte: 5% Rabatt
- 3 Geräte: 10% Rabatt
- 4 Geräte: 15% Rabatt
- ab 5 Geräten: 20% Rabatt

Anrufen und Termin sichern: 041 769 00 75