

Votre armoire de sécurité est-elle toujours en état ?

Ne laissez rien au hasard. Avec notre FITCheck, vous avez la sécurité en noir et blanc.

Une inspection régulière des armoires de sécurité est obligatoire pour le respect des dispositions légales.

Un débit d'air valide et des filtres intacts sont essentiels pour assurer à la fois la protection des personnes et l'intégrité du produit, et pour détecter les dysfonctionnements à un stade précoce.

De plus, des tests réguliers permettent de réduire les coûts énergétiques et d'augmenter le confort.



995.-

hors taux de quantité

Étendue des prestations du FITCheck:

- Inspection approfondie par des techniciens de service certifiés
- Contrôle fonctionnel et réglage de tous les éléments de sécurité, de contrôle et de fonctionnement ainsi que des composants mécaniques et électriques
- Mesure de la vitesse de l'air du flux d'air laminaire, du flux descendant et de l'écoulement entrant
- Essai d'étanchéité des filtres HEPA pour l'air principal et l'air évacué selon la norme EN 12469
- Test de classe de propreté ISO 5
- Journal d'entretien avec impression de toutes les valeurs mesurées – clair et documenté.

Vos avantages :

- **Conformité réglementaire**
- **Protection contre les pannes imprévisibles**
- **Efficacité énergétique et réduction des coûts**
- **Préservation de l'effet protecteur**
- **Expérience utilisateur améliorée**
- **En cas d'achat d'une nouvelle armoire de sécurité à la suite du FITCheck, le prix de contrôle sera déduit du prix d'achat**

Offre FITCheck : CHF 995.- par appareil

forfait TVA incluse

Remises sur volume pour le même emplacement :

- 2 appareils : 5 % de réduction
- 3 appareils : 10 % de réduction
- 4 appareils : 15 % de réduction
- à partir de 5 appareils : 20 % de réduction

Anrufen und Termin sichern: 041 769 00 75