

Il vostro banco di sicurezza è ancora in buone condizioni?

Non lasciate nulla al caso.

Con il nostro FITCheck avete la sicurezza nero su bianco.

Il controllo regolare delle cabine di sicurezza è obbligatorio per il rispetto delle norme di legge. Un flusso d'aria valido e filtri intatti sono essenziali per garantire sia la protezione delle persone che l'integrità dei prodotti e per individuare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Inoltre, test regolari consentono di ridurre i costi energetici e aumentare il comfort.

Servizi inclusi nel FITCheck:

- Ispezione approfondita da parte di tecnici dell'assistenza certificati
- Controllo del funzionamento e regolazione di tutti gli elementi di sicurezza, controllo e comando, nonché dei componenti meccanici ed elettrici
- Misurazione della velocità del flusso laminare, del flusso discendente e del flusso in entrata
- Controllo delle perdite dei filtri HEPA principali e di scarico secondo la norma EN 12469
- Controllo delle classi di purezza ISO 5
- Protocollo di manutenzione con stampa di tutti i valori misurati: chiaro e documentato.



995.-

escl. sconti quantità

I vostri vantaggi:

- Conformità normativa
- Protezione da guasti imprevedibili
- Efficienza energetica e riduzione dei costi
- Mantenimento dell'effetto protettivo
- Maggiore comfort per l'utente
- Se a seguito del FITCheck viene acquistato un nuovo banco di sicurezza, il prezzo del controllo verrà detratto dal prezzo di acquisto.

Offerta FITCheck: CHF 995.- per apparecchio

forfait IVA inclusa

Sconti quantità per la stessa sede:

- 2 dispositivi: sconto del 5%
- 3 dispositivi: 10% di sconto
- 4 dispositivi: 15% di sconto
- da 5 dispositivi: 20% di sconto

Chiama e prenota un appuntamento: 041 769 00 75