


Wartung, die wirklich wirkt

Warum Sie sich jetzt für einen Wartungsvertrag von VITARIS entscheiden sollten.

Viele Geräte. Ein Partner. Null Sorgen. Unsere herstellerübergreifende Wartung sorgt für Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz in Ihrem Laboralltag, sei es für Systeme mit kritischen Anwendungen, hochbeanspruchte Geräte oder Geräte mit Kalibrier- oder Dokumentationspflicht.

Im Gegensatz zu vielen Herstellern, die ausschliesslich ihre eigenen Marken betreuen, bieten wir Ihnen Wartung für alle Eigen- und Fremdmarken. Ob Sicherheitswerkbänke, Kühlschränke, Freezer oder Inkubatoren – mit unseren Wartungsverträgen stellen wir den reibungslosen Betrieb Ihrer Geräte sicher.



Ihre Vorteile

- **Weniger Ausfälle, mehr Verfügbarkeit:** Regelmässige Wartung reduziert ungeplante Störungen um bis zu 20 %.
- **Schnellere Hilfe im Ernstfall:** Vertragskunden profitieren von kürzeren Reaktionszeiten.
- **Kostentransparenz:** Übersichtliche Wartungspakete ohne Anfahrtspauschalen oder versteckte Kosten.
- **Investitionsschutz:** Verschleissteile werden rechtzeitig erkannt, Geräte laufen nachweislich länger.
- **Regelmässige Kalibrierung:** Um eine optimale Langzeitstabilität und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Problemzonen bei ungenügender Wartung

- **Kalibrierabweichungen:** Verfälschte Ergebnisse, riskante Fehlentscheidungen.
- **Spröde Dichtungen und Schläuche:** Kontaminations- und Probenverluste.
- **Verschlossene Lager und Riemen:** Plötzliche Ausfälle bei Zentrifugen und Schüttlern.
- **Beanspruchte Filter:** Verminderte Sicherheit in Sicherheitswerkbänken.
- **Verschmutzte Kondensatorfilter:** Führen zu Kompressorausfällen bei Kühlgeräten.

Jetzt Angebot anfordern:
service@vitaris.com | 041 769 00 75