


## Un entretien qui fonctionne vraiment

Pourquoi devriez-vous opter dès maintenant pour un contrat de maintenance VITARIS.

Beaucoup d'appareils. Un seul partenaire.  
Zéro souci.

Notre maintenance indépendante du fabricant garantit la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de votre travail de laboratoire quotidien, qu'il s'agisse de systèmes avec des applications critiques, d'équipements fortement sollicités ou d'appareils nécessitant des exigences d'étalonnage ou de documentation.

Contrairement à de nombreux fabricants qui entretiennent exclusivement leurs propres marques, nous proposons la maintenance de nos propres produits ainsi que de marques tierces. Qu'il s'agisse d'armoires de sécurité, de réfrigérateurs, de congélateurs ou d'incubateurs – avec nos contrats de maintenance, vous assurez le fonctionnement fluide et fiable de vos appareils.



### Vos avantages

- **Moins de pannes, plus de disponibilité :** une maintenance régulière réduit jusqu'à 20 % les perturbations imprévues.
- **Aide plus rapide en cas d'urgence :** Les clients contractuels bénéficient de délais de réponse plus courts.
- **Transparence :** Forfaits d'entretien clairs sans frais de déplacement ni coûts cachés.
- **Protection de l'investissement :** Les pièces d'usure sont détectées à temps, les appareils durent manifestement plus longtemps.
- **Calibrage régulier :** Pour assurer une stabilité optimale à long terme et une précision de mesure.

### Zones problématiques avec un entretien insuffisant

- **Écarts d'étalonnage :** Des résultats falsifiés, des mauvaises décisions risquées.
- **Joints et tuyaux cassants :** contamination et pertes d'échantillons.
- **Roulements et courroies usés :** Défaillances soudaines des centrifugeuses et des agitateurs.
- **Filtres revendiqués :** Réduction de la sécurité dans les enceintes de sécurité.
- **Filtres de condenseur sales :** Entraînant des défaillances du compresseur dans les unités de refroidissement.

**Demandez un devis dès maintenant:  
service@vitaris.com | 041 769 00 75**