

Cool Deal: PHCBI MPR-715PF-PE

phcbi

Nur noch wenige Geräte verfügbar!

Der MPR-715F-PE kombiniert Hochleistungskühlung mit einer Gefrierumgebung von -30°C in einer Einheit.

Mit 415 Litern gekühlter Kapazität und 176 Litern Gefrierschrankkapazität bietet der der MPR-715F-PE flexible, zuverlässige und bequeme Probenlagerung auf einer kompakten Fläche.

CHF 6'110.-
statt CHF 10'590.-
nur solange Vorrat



- **Optimale Temperaturverteilung**
Die durch einen Ventilator erzeugte Luftzirkulation im Kühlschrankfach sorgt für eine ausgezeichnete Gleichmäßigkeit und schnelle Temperaturrückgewinnung nach routinemäßigen Türöffnungen. Dies hilft, Schwankungen zu minimieren und schützt temperaturempfindliche Materialien.
- **Benutzerfreundlichkeit mit Leistung**
Das viertürige Design reduziert den Luftverlust beim Öffnen der Tür und nutzt den Platz vor der Einheit effizient. LED-Beleuchtung, verstellbare Regale und Schlüsselschlösser unterstützen den praktischen täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Laborumgebungen.
- **Präzise Kontrolle**
Ein Mikroprozessor und präzise Sensoren halten genaue Temperaturen sowohl im Kühlschrank- als auch im Gefrierfach. Ein umfassendes Alarmsystem warnt die Nutzer vor Temperaturabweichungen, Türöffnungen und Stromausfällen.

Jetzt profitieren: info@vitaris.com