

Cool Deal: PHCBI MPR-715PF-PE

phcbi

Il ne reste plus que quelques appareils disponibles !

Le MPR-715F-PE combine un système de refroidissement haute performance et un compartiment de congélation à -30 °C dans un seul appareil.

Avec une capacité de réfrigération de 415 litres et une capacité de congélation de 176 litres, le MPR-715F-PE offre un stockage des échantillons flexible, fiable et pratique dans un encombrement réduit.



CHF 6'110.-

au lieu de CHF 10'590.-
dans la limite des stocks disponibles

- **Répartition optimale de la température**

La circulation d'air générée par un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur garantit une excellente homogénéité et un retour rapide à la température de consigne après les ouvertures régulières de la porte. Cela permet de minimiser les fluctuations et de protéger les matériaux sensibles à la température.

- **Contrôle précis**

Un microprocesseur et des capteurs de précision maintiennent des températures précises aussi bien dans le compartiment réfrigérateur que dans le compartiment congélateur. Un système d'alarme complet avertit les utilisateurs en cas d'écarts de température, d'ouvertures de porte et de coupures de courant.

- **Convivialité et performance**

La conception à quatre portes réduit les pertes d'air lors de l'ouverture des portes et optimise l'espace devant l'appareil. L'éclairage LED, les étagères réglables et les serrures à clé facilitent l'utilisation quotidienne dans les environnements de laboratoire exigeants.

Profitez-en dès maintenant : info@vitaris.com